

## DNA Ekstraksiyon kiti

- Genomik DNA ekstraksiyon kiti tam kan, kemik iliđi, Hücre, Doku ve Bakteri (Gram negatif ve pozitif), maya-küf örneklerinden genomic izolasyon yapmak için özel tasarlanmış olmalıdır.
- Ürün 50 testlik olmalıdır.
- Kit içeriğinde bulunması gereken bileşenler aşağıdaki gibi olmalıdır

Proteinase K Solution

RNase A Solution

Digestion Solution

Lysis Solution

Wash Buffer I (concentrated)

Wash Buffer II (concentrated)

Elution Buffer (10 mM Tris-Cl, pH 9.0, 0.1 mM EDTA)

GeneJET Genomic DNA Purification Columns pre-assembled with Collection Tubes

Collection Tubes

Raf ömrünün en az 1 yıl olması gerekir.

Öğr. Gör. Dr. Hümeýra İSPİRLİ

