

cDNA Synthesis Kit, 100 reactions, Teknik Şartnamesi

1. RNA'dan cDNA sentez işlemini gerçekleştirmelidir.
2. **En az 12 ay bozulmayacağıının garantisi protokollerde yazılmış olmalıdır.**
3. Düşük miktardaki (100fg - 1 µg) RNA ile işlem yapmaya uygun olmalıdır.
4. Seyreltik RNA numuneleri ile çalışmak için 5x konsantrasyonunda olmalı böylece daha fazla RNA numunesi reaksiyona konabilmelidir.
5. 20ul hacimde en az 100 reaksiyon gerçekleştirilebilmelidir.
6. –20°C'de saklanmalıdır.
7. Reaksiyon süresi en fazla 40 dk olmalıdır.
8. Kit içeriği; 4 x 100 µl of 5x supermix, contains reverse transcriptase, nuclease free water
9. Kit içeriği miks halinde olmamalıdır.
10. **Kitin içinde mutlaka deneysel süreçle ilgili kite spesifik katalog numarasına sahip, tek tek aşamalarını gösteren protokoller ve tam eksiksiz olmalıdır.**